

Clax DS Desotherm

**Poudre de lavage du linge très haute performance, sans phosphate.
Désinfectante dès 40°C.**

Description

Clax DS Desotherm est une poudre désinfectant pour le lavage du linge, sans phosphate, spécialement formulée pour une utilisation en blanchisserie industrielle et blanchisserie intégrée. Ce produit a été développé aussi bien en dosage manuel qu'en dosage automatique, il est utilisable pour tout type d'eau, dure ou douce. Il convient aussi bien sur les textiles délicats que sur le linge blanc en coton et polyester et les articles de couleur.

Propriétés principales

Clax DS Desotherm est une poudre détergente enrichie en enzymes, formulée à base d'une association efficace de tensioactifs, d'agents séquestrants, d'agents anti-grisaillement et anti-corrosion. Ce produit contient également des agents de blanchissement efficace dès les basses températures.

Le produit assure une excellente performance sur les salissures grasses. Il est utilisable pour tout type d'eau, dure ou douce. Le produit est désinfectant dès 40°C.

Clax DS Desotherm est une poudre complète pour le lavage du linge, qui peut être utilisée pour nettoyer le linge en établissement de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite ...), le linge en hôtellerie / restauration et les vêtements de travail.

Avantages

Excellente performance sur une large gamme de souillures et de taches.
Blanchiment efficace dès les basses températures, tout en respectant le linge.
Particulièrement efficace sur les taches protéiniques (sang, œuf, ...).
Évite la corrosion des machines.
Idéal pour le lavage du linge de particulier.
Désinfecte dès 40°C.

Mode d'emploi

Recommandation de dosage :

Se référer au tableau de dosage au dos du sac (à doser en fonction de la dureté de l'eau et du degré de salissure).

Pour un meilleur résultat :

Utiliser de l'eau adoucie.

Séparer les textiles en polyester - coton des autres textiles et laver séparément.

Séparer les textiles colorés des textiles blancs.


Trier les textiles en trois catégories : articles peu souillés, souillés et très souillés.

Données techniques

Aspect	Poudre blanche atomisée à points bleus
pH [1%]	10.7
Densité apparente [g/l]	680
Alcalinité [% Na ₂ O;pH 3.6]	25.5

Les données inscrites ne sont qu'indicatives pour le produit fabriqué et ne peuvent donc être considérées comme des spécifications.

3ZP13



Clax DS Desotherm

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles séparément sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet www.diese-fds.com.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes de stockage.

Normes

Clax DS Desotherm est bactéricide selon les Normes NF EN1276 et NF EN13727 en présence d'eau dure, et de 0.3 g/l d'albumine, en 15 minutes de temps de contact, à 40°C sur les souches de référence et sur les souches isolées en milieu hospitalier résistant à la Méricilline (MRSA).

Législation

Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surface (règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7512087	20kg

Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay
94133 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 45 14 76 76
www.diversey.fr