

Room Care R5-conc.

Désodorisant - concentré

Description

Désodorisant concentré formulé pour une utilisation avec la station Refill JohnsonDiversey.

Propriétés principales

- Rafraîchit et désodorise
- Odeur fraîche et agréable Room Care

Avantages

- Laisse une odeur de frais et de propre dans les chambres
- Parfum agréable et frais de la gamme Room Care

Mode d'emploi

Dosage:

A n'utiliser qu'avec la station Refill JohnsonDiversey; remplir le flacon Refill avec le **Room Care R5-conc.** dilué.

Application:

Petites chambres: Vaporiser une ou deux fois vers le haut dans le centre de la pièce.

Grandes chambres: Vaporiser proportionnellement à la surface de la pièce vers le haut dans le centre de la pièce.

Important:

- Ne pas vaporiser sur les meubles ou les surfaces plastiques.
- Ne pas utiliser avec d'autres systèmes ou méthodes de dilution.
- Ne pas utiliser pur.

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, rose
Densité relative [20°C]:	1.00
pH pur:	6.5 – 8.5

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation:



Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible par Minitel N° vert: 08 36 05 00 99 ou sur Internet: <http://www.diese-fds.com>.

Uniquement pour usage professionnel.

Précautions de stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes.

R5-conc.



Room Care R5-conc.

Législation

Produit de nettoyage conforme au règlement détergent concernant la biodégradabilité des agents de surfaces (règlement CE N°648/2004).

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7509929	15L